


Klinifix Cohesive - elastisch op zichzelf klevend fixatiewindsel

Toepassing

Klinifix Cohesive fixatiewindsel is een op zichzelf klevend windsel dat speciaal geschikt is voor het fixeren van wondbedekkers, spalken en infuussystemen op bewegende of ronde lichaamsdelen.

Productinformatie

- Vervaardigd van 40% katoen, 30% viscose en 30% polyamide
- Zelfklevend, het materiaal kleef niet aan huid, haar of kleding
- Zelfklevendheid zorgt voor snelle en eenvoudige fixatie en bespaart fixatiemateriaal
- Elasticiteit en kleefkracht zorgen ervoor dat het windsel goed op zijn plaats blijft, zelfs na langere tijd dragen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016830	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 4MX4CM 132378	5 st.	56 x 5 st.	13981013	COHEW4
3038996	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 4MX6CM 132379	5 st.	56 x 5 st.	13574566	
3038997	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 4MX8CM 132380	5 st.	28 x 5 st.	13574574	
3039000	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 4MX10CM 132381	5 st.	28 x 5 st.	13574582	
3039001	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 4MX12CM 132382	5 st.	28 x 5 st.	15033627	
3016835	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 20MX6CM 132386	1 st.	24 x 1 st.	13574620	COHEW2
3016836	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 20MX8CM 132387	1 st.	24 x 1 st.	13574604	COHEW2
3016837	KLINION KLINIFIX COHESIVE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL LATEXVRIJ 20MX10CM 132388	1 st.	24 x 1 st.	13574612	COHEW2