

Klinifix Crepe - elastisch fixatiewindsel van gekroeste garens

Toepassing

Klinifix Crepe is een elastisch crêpe windsel dat zeer geschikt is voor het aanleggen van hoofd- en stompverbanden. Klinifix Crepe is goed bestand tegen vocht en vet waardoor het ook kan worden gebruikt als fixatiewindsel over een met zelf geïmpregneerde wondbedekker. In verschillende breedte maten verkrijgbaar.

Productinformatie

- Vervaardigd van 100% katoenen gekroeste garens
- Door de lusvormige structuur van het weefsel blijft het windsel goed op zijn plaats
- 4 meter lang (gerekt)
- Bijzonder geschikt voor conische en ronde lichaamsdelen
- Niet met te veel spanning aanbrengen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016820	KLINION KLINIFIX CREPE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX5CM 132330	10 st.	4 x 10 st.	13574442	CREPW4
3016821	KLINION KLINIFIX CREPE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX7.5CM 132331	10 st.	4 x 10 st.	13574450	CREPW4
3016822	KLINION KLINIFIX CREPE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX10CM 132332	10 st.	4 x 10 st.	13574469	CREPW4
3016824	KLINION KLINIFIX CREPE ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX15CM 132334	10 st.	4 x 10 st.	13574485	CREPW4