

Klinion

Klinifix Hydrofiel - niet-elastisch fixatiewindsel

Toepassing

Klinifix Hydrofiel is een niet-elastisch fixatiewindsel dat geschikt is voor de fixatie van wondbedekkers op niet-beweeglijke delen van het lichaam en voor het fixeren van natte verbanden. Door zijn structuur behoudt het windsel zijn treksterkte, ook als het nat wordt.

Verkrijgbaar in verschillende breedte maten.

Productinformatie

- 4 meter lang
- Per stuk in cellofaan verpakt
- Vervaardigd van 100% katoen
- 21-draads gewezen gaas met zelfkanten, rafelvrij



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052460	KLINIFIX NIET ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX4CM REF 40132281	20 st.	72 x 20 st.	13600818	
3052464	KLINIFIX NIET ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX6CM REF 40132282	20 st.	54 x 20 st.	13600826	
3052456	KLINIFIX NIET ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX8CM REF 40132283	20 st.	36 x 20 st.	13600834	
3052463	KLINIFIX NIET ELASTISCH FIXATIEWINDESEL 4MX10CM REF 40132284	20 st.	36 x 20 st.	13600842	