

Klinion verbandhandschoen

Toepassing

Klinion verbandhandschoenen geven bescherming aan handen en kleding bij zalftherapie. Tevens worden ze gebruikt ter bedekking van handen met brand- en/of schaafwonden.

Productinformatie

- Vervaardigd van 100% katoen
- Zowel links als rechts te dragen
- Naden aan de buitenzijde om irritatie te voorkomen
- Wasbaar op 30°C
- Meet voor de juiste maat de hand vanaf de onderkant van de handpalm tot en met de bovenkant van de middelvinger
- small: < 17cm
- medium: < 18cm
- large: < 19cm
- extra large: < 20cm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016992	KLINION VERBANDHANDSCHOEN PER PAAR VERPAKT 100% KATOEN S WIT 170947	12 st.	8 x 12 st.	13575139	VERBX6
3016993	KLINION VERBANDHANDSCHOEN PER PAAR VERPAKT 100% KATOEN M WIT 170948	12 st.	8 x 12 st.	13575147	VERBX7
3016994	KLINION VERBANDHANDSCHOEN PER PAAR VERPAKT 100% KATOEN L WIT 170949	12 st.	8 x 12 st.	13575155	VERBX7
3016995	KLINION VERBANDHANDSCHOEN PER PAAR VERPAKT 100% KATOEN XL WIT 170950	12 st.	8 x 12 st.	13575171	VERBX8