

## Klinigrip Cohesive - op zichzelf klevende elastische steunzwachtel

### Toepassing

Geschikt voor het aanleggen van steunverbanden na sportblessures, verstuikingen of verrekkingen op beweeglijke delen van het lichaam. Het windsel is scheurbaar en kan hierdoor gemakkelijk en materiaalbesparend worden aangelegd. Elasticiteit en kleefkracht voorkomen dat het steunverband verschuift, waardoor het goed op zijn plaats blijft. Fixatiepleisters of klemmen zijn dus niet nodig.



### Productinformatie

- Scheurbaar
- 4,5 meter lang (gerekt)
- Kleeft alleen op zichzelf en niet op de huid
- Vervaardigd van 99% katoen en 1% elasthaan
- Per stuk verpakt in een kartonnen doosje

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                                                   | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3038970   | KLINION KLINIGRIP COHESIVE<br>ELASTISCHE STEUNZWACHTEL OP<br>ZICHZELF KLEVEND 4,5 M X 6 CM<br>LATEXVRIJ 132401 | 5 st.      | 24 x 5 st. | 13574647  |         |
| 3038994   | KLINION KLINIGRIP COHESIVE 4,5MX8CM<br>132402                                                                  | 5 st.      | 18 x 5 st. | 13574655  |         |
| 3038995   | KLINION KINIGRIP COHESIVE 4,5MX10CM<br>132403                                                                  | 5 st.      | 15 x 5 st. | 13574663  |         |