

Klinigrip Eco-Ideal - rekbare steunzwachtel

Toepassing

De Klinigrip Eco-Ideal zwachtel geeft een lichte steun en wordt met name gebruikt als steunzwachtel bij de behandeling van verrekkingen, verstuikingen en spierblessures. De Klinigrip Eco-Ideal is ook zeer geschikt voor het aanleggen van een drukverband in combinatie met synthetische watten.



Productinformatie

- Vervaardigd van 60% katoen, 39% polyamide en 1% viscose
- Rafelvrij
- Huidvriendelijk
- Wasbaar tot op maximaal 60°C
- 5 Meter lang (gerekt)
- Per stuk in bedrukte cellofaan verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016853	KLINIGRIP ECO-IDEAL ZWACHTEL 5MX6CM WIT 132469	10 st.	4 x 10 st.	13574779	IDEAW5
3016854	KLINIGRIP ECO-IDEAL ZWACHTEL 5MX8CM WIT 132470	10 st.	4 x 10 st.	13574787	IDEAW5
3016855	KLINION KLINIGRIP ECO-IDEAL STEUNZWACHTEL REKBAAR 5MX10CM WIT 132471	10 st.	4 x 10 st.	13574795	IDEAW5
3016856	KLINION KLINIGRIP ECO-IDEAL STEUNZWACHTEL REKBAAR 5MX12CM WIT 132472	10 st.	4 x 10 st.	13574809	IDEAW5