

Klinigrip Ideal - stevig rekbare steunzwachtel

Toepassing

Klinigrip Ideal geeft een lichte steun en wordt gebruikt bij de behandeling van verrekkingen, verstuikingen en spierblessures. De zwachtel is vervaardigd van 100% katoen. De Klinigrip Ideal zwachtel is ook zeer geschikt als drukverband in combinatie met synthetische watten of voor compressietherapie.



Productinformatie

- Rafelvrij
- Huidvriendelijk
- Vervaardigd van 100% katoen
- Wasbaar tot maximaal 95°C
- 5 meter lang (gerekt)
- Per stuk in bedrukte cellofaan verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016843	KLINION KLINIGRIP IDEAL STEUNZWACHTEL STEVIG REKBAAR 5MX4CM WIT 132440	10 st.	4 x 10 st.	13625411	IDEAW5
3016844	KLINION KLINIGRIP IDEAL STEUNZWACHTEL STEVIG REKBAAR 5MX6CM WIT 132441	10 st.	4 x 10 st.	14771454	IDEAW5
3016845	KLINION KLINIGRIP IDEAL STEUNZWACHTEL STEVIG REKBAAR 5MX8CM WIT 132442	10 st.	4 x 10 st.	14771462	IDEAW5
3016847	KLINION KLINIGRIP IDEAL STEUNZWACHTEL STEVIG REKBAAR 5MX10CM WIT 132443	10 st.	4 x 10 st.	14771470	IDEAW5
3016849	KLINION KLINIGRIP IDEAL SUPPORT BANDAGE 100% COTTON WHITE 5M X 12CM REF 132444	10 st.	4 x 10 st.	13625438	IDEAW5
3046591	KLINION KLINIGRIP IDEAL SUPPORT BANDAGE 100% COTTON WHITE 5M X 15CM REF132445	10 st.	6 x 10 st.		