

Klinigrip LA Support - ondersteunende buikgordel

Toepassing

Klinion LA Support buikgordel met verstelbare klittenbandsluiting. Geschikt voor de ondersteuning van de buikspieren, bijvoorbeeld na een operatie. Daarnaast fixeert de LA Support het postoperatieve verband. In verschillende maten verkrijgbaar (S - XL).



Productinformatie

- Dit product bevat LATEX
- Eenvoudig aan te brengen door de verstelbare klittenband

Maatvoering:

- Small omvang 60 - 75cm
- Medium omvang 75 - 100cm
- Large omvang 100 - 120cm
- Extra Large omvang 120 - 150cm

Wasvoorschriften:

- Handwas 40°
- Niet bleken
- Niet stomen
- Niet strijken

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016857	KLINION KLINIGRIP LA SUPPORT ONDERSTEUNENDE BUIKGORDEL VERSTELBAAR S 132581	6 st.	8 x 6 st.	15010783	KLINXS
3016858	KLINION KLINIGRIP LA SUPPORT ONDERSTEUNENDE BUIKGORDEL VERSTELBAAR M 132582	6 st.	8 x 6 st.	15010775	KLINXM
3016859	KLINION KLINIGRIP LA SUPPORT ONDERSTEUNENDE BUIKGORDEL VERSTELBAAR L 132583	6 st.	8 x 6 st.	15010767	KLINXL
3016860	KLINION KLINIGRIP LA SUPPORT ONDERSTEUNENDE BUIKGORDEL VERSTELBAAR XL 132584	6 st.	8 x 6 st.	15010791	KLINXX