

Klinigrip Mitella - driekanten doek

Toepassing

Een driekanten doek wordt gebruikt ter immobilisatie van de arm.

Productinformatie

- Vervaardigd van katoen of nonwoven materiaal
- Per stuk verpakt in een zakje, inclusief gebruiksaanwijzing
- De katoenen mitella is inclusief veiligheidsspeld voor fixatie



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038156	KLINION MITELLA KATOEN (TEXTIEL) 96 X 96 X 136 CM 102027	48 st.	8 x 48 st.	13594613	
3038155	KLINION MITELLA NON WOVEN 96 X 96 X 136 CM REF 102026	48 st.	6 x 48 st.	13617648	