

Klinigrip Sling - Armsling


Toepassing

De Klinigrip Sling is geschikt voor immobilisatie en ondersteuning van arm of pols bij gips, een blessure of na een operatie. De sling rekt niet uit en houdt de arm op de juiste hoogte op zijn plaats. Leverbaar in klein- en grootverpakking.

De aanleginstructie vind u onder Aanvullende Informatie.

Productinformatie

- Eenvoudig opnieuw te bevestigen
- Fixeren met Y-vormige klittenbandsluiting
- Duidelijke gebruiksinstructie op de verpakking
- Vervaardigd van stevig, doorgestikt blauw zacht foam materiaal
- Klinigrip Sling is leverbaar in een ziekenhuisverpakking bestaande uit 2 rollen van 5,5 cm x 12 meter die op maat zijn af te knippen, met daarbij 14 Y-vormige klittenbandsluitingen
- Ook leverbaar in kleinverpakking, geschikt voor de behandeling van één patiënt
- wasbaar op 30° op de hand of in de wasmachine (fijne wasprogramma, in waszakje). Klittenband niet meewassen.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016863	KLINION KLINIGRIP SLING ARMSLING CONSUMENTENVERPAKKING 5.5CMX1.9M BLAUW 132591	1 st.	10 x 1 st.	15226034	KLINX1
3016862	KLINION KLINIGRIP SLING ARMSLING 5.5CMX12M BLAUW 132590	2 st.	3 x 2 st.	15226026	KLINX1