

Klinigrip Tricot - gipstricot

Toepassing

Gipstricot wordt gebruikt als huidbeschermers onder bijvoorbeeld gips en braces.

Productinformatie

- Vervaardigd van geribd, ongebleekt katoen
- Verkrijgbaar in verschillende breedte maten



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016787	KLINION KLINIGRIP TRICOT GIPSTRICOT GERIBD 20 M X 5 CM REF 132101	1 st.	40 x 1 st.	14713896	TRICW2
3016788	KLINION KLINIGRIP TRICOT GIPSTRICOT GERIBD 20MX7.5CM 132102	1 st.	30 x 1 st.	14713918	TRICW2
3016789	KLINION KLINIGRIP TRICOT GIPSTRICOT GERIBD 20 M X 10 CM REF 132103	1 st.	24 x 1 st.	14713926	TRICW2
3016792	KLINION KLINIGRIP TRICOT GIPSTRICOT GERIBD 20 M X 30 CM REF 132108	1 st.	8 x 1 st.	14713950	TRICW2