

Klinigrip Tricot S - tricot buisverband

Toepassing

Geschikt voor bescherming van de huid onder anderen verbanden, zoals gipsverband. Daarnaast wordt Klinigrip Tricot S ook gebruikt als alternatief voor een korte rekwachtel bij ambulante compressietherapie (Klinidur Textelast).



Productinformatie

- Wasbaar op 30°C
- Zeer huidvriendelijk
- Naadloos rondgebreid
- Vervaardigd van 100% katoen
- 4 meter lang
- Per stuk verpakt in een kartonnen doosje

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016796	KLINION KLINIGRIP TRICOT S BUISVERBAND 4MX10CM 132215	10 st.	1 x 10 st.	13574329	TRICW4
3016798	KLINION KLINIGRIP TRICOT S BUISVERBAND 4X12CM 132216	1 st.	10 x 1 st.	13574337	TRICW4
3016800	KLINION KLINIGRIP TRICOT S TRICOT ZWACHTEL/ BUISVERBAND 4 M X 15 CM REF 132217	10 st.	1 x 10 st.	13574345	TRICW4
3016802	KLINION KLINIGRIP TRICOT S TRICOT ZWACHTEL/ BUISVERBAND 4 M X 20 CM REF 132218	1 st.	10 x 1 st.	13574353	TRICW4