

Klinion

Exsupad - zwaar absorberend wondkompres - niet steriel

Toepassing

Klinion Exsupad absorberend wondkompres niet steriel is geschikt voor het afdekken van wonden met veel vochtafgifte waarbij steriliteit van het wondverband geen vereiste is.

Het kompres is zacht en soepel en hierdoor comfortabel in het gebruik. In verschillende afmetingen leverbaar.

Productinformatie

- Aan vier zijden gesloten verband
- Vulling van 100% katoenen hydrofiele (=absorberende) witte watten
- Witte nonwoven wondcontactlaag die de kans op verkleving aan de wond verkleint
- Blauwe hydrofobe (vochtafstotende) nonwoven achterzijde die doorlekken van wondvocht voorkomt
- Minimaal 1x per dag verwisselen of zodra het verband verzadigd is



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016974	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 20 X 30 CM REF 170067	50 st.	3 x 50 st.	14677083	EXSUV2
3016975	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 20 X 40 CM REF 170069	50 st.	3 x 50 st.	15018156	EXSUV2
3016976	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 10 X 20 CM 25 ST REF 170070	25 st.	24 x 25 st.	14338467	EXSUV1
3016977	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 10 X 20 CM 50 ST REF 170072	50 st.	6 x 50 st.	13575090	EXSUV1
3016978	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 20 X 20 CM REF 170073	50 st.	6 x 50 st.	13575112	EXSUV2
3016979	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 9 X 12 CM REF 170075	100 st.	6 x 100 st.	14993473	EXSUV9