

Klinion

Klinion Exsupad - zwaar absorberend wondkompres - steriel

Toepassing

Klinion Exsupad absorberend wondkompres is geschikt voor het afdekken van wonden met veel vochtafgifte. Het kompres is zacht en soepel en daardoor comfortabel in het gebruik.

Minimaal dagelijks verwisselen of zodra het verband verzadigd is.

Productinformatie

- Aan vier zijden gesloten verband
- Vulling van 100% katoenen hydrofiele (=absorberende) witte watten
- Witte nonwoven wondcontactlaag die de kans op verkleefing aan de wond verkleint
- Blauwe hydrofobe (vochtafstotende) nonwoven achterzijde die doorlekken van wondvocht voorkomt



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016950	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR WATTENVULLING 9X12CM 170000 STERIEL	50 st.	8 x 50 st.	14990784	EXSUV9
3016951	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR WATTENVULLING 10X20CM 170002 STERIEL	35 st.	8 x 35 st.	13574973	EXSUV1
3016952	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 20 X 20 CM REF 170003 *S*	15 st.	8 x 15 st.	13574981	EXSUV2
3016953	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR WATTENVULLING 20X30CM 170004 STERIEL	10 st.	8 x 10 st.	13575023	EXSUV2

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016954	KLINION EXSUPAD ABSORBEREND VERBAND ZWAAR. WATTENVULLING 20 X 40 CM REF 170005 *S*	6 st.	8 x 6 st.	13575058	EXSUV2