

iQ-Cath

IQ-Cath gecoate afnamekatheter - Hydrofiel


Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen.

Steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

Productinformatie

- Lengte: 43 cm
- Materiaal: PVC DEHP-vrij
- Bolvormige flexibele tip: zorgt er voor dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest
- Kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd



Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                   | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3015341   | IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL<br>HYDROFIEL GECOAT CH10 43CM<br>2004.10STERIEL | 30 st.     | 6 x 30 st. | 15822524  | IQCAC1  |
| 3015342   | IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL<br>HYDROFIEL GECOAT CH12 43CM<br>2004.12STERIEL | 30 st.     | 6 x 30 st. | 15822532  | IQCAC1  |
| 3015343   | IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL<br>HYDROFIEL GECOAT CH14 43CM<br>2004.14STERIEL | 30 st.     | 6 x 30 st. | 15822540  | IQCAC1  |
| 3015344   | IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL<br>HYDROFIEL GECOAT CH16 43CM<br>2004.16STERIEL | 30 st.     | 6 x 30 st. | 15822559  | IQCAC1  |