

iQ-Cath

IQ-Cath gecoate afnamekatheter - Hydrofiel


Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen.

Steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

Productinformatie

- Lengte: 43 cm
- Materiaal: PVC DEHP-vrij
- Bolvormige flexibele tip: zorgt er voor dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest
- Kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3015341	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL HYDROFIEL GECOAT CH10 43CM 2004.10STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822524	IQCAC1
3015342	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL HYDROFIEL GECOAT CH12 43CM 2004.12STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822532	IQCAC1
3015343	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL HYDROFIEL GECOAT CH14 43CM 2004.14STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822540	IQCAC1
3015344	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL HYDROFIEL GECOAT CH16 43CM 2004.16STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822559	IQCAC1