

iQ-Cath

IQ-Cath gecoate afnamekatheter incl. los watersachet - Hydrofiel


Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen.

Verpakking is inclusief een los watersachet dat de coating activeert. Na 30 seconden is de coating geactiveerd.

Productinformatie

- Lengte: 43 cm
- Materiaal: PVC DEHP-vrij
- Bolvormige flexibele tip: zorgt er voor dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest
- Kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------