

iQ-Cath

IQ-Cath gecoate afnamekatheter incl. urineopvangzak - Gelsachet


Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen.

De verpakking is inclusief een gelsachet. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urine-opvangzak.

Productinformatie

- Lengte: 43 cm
- Urineopvangzak 1 liter
- Materiaal: PVC DEHP-vrij
- Bolvormige flexibele tip: zorgt er voor dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest. Kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3015351	IQ-CATH INTERMITTEREND + ZAK FLEXBOL GEL GECOAT CH12 43CM 3604.12STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822443	IQCAC1
3015352	IQ-CATH INTERMITTEREND + ZAK FLEXBOL GEL GECOAT CH14 43CM 3604.14STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822451	IQCAC1
3015353	IQ-CATH INTERMITTEREND + ZAK FLEXBOL GEL GECOAT CH16 43CM 3604.16STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822478	IQCAC1