



Medsorg anti decubitus matras

Toepassing

De antidecubitus matras-topper van Medsorg is zeer geschikt voor mensen met een verhoogd risico op decubitus. De matras-topper is gemaakt van visco-elastisch polyurethaanschuim (traagschuim) dat in combinatie met statische lucht het lichaamsgewicht optimaal verdeelt. Hierdoor vermindert de druk op de huid.

Productinformatie

- Gebruiksklaar in 5 minuten
- Snel schoon te maken en te desinfecteren
- Te gebruiken tot en met graad 4 decubitus
- Effectief in het voorkomen van drukplekken
- Getest en goedgekeurd door het Berlin CERT
- Weegt nog geen 6 kilo en is daardoor eenvoudig mee te nemen en op te bergen
- De combinatie van lucht en schuim vermindert de druk op - de huid en zorgt voor een optimaal comfort
- Vult zichzelf in minder dan 5 minuten als u aan de twee ventielen draait; hierdoor is een pomp overbodig
- Geleverd in een handzame draagtas
- Opblazen en het leeg laten lopen kan één persoon uitvoeren



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------