

Kliniplast Detectable - detecteerbare blauwe wondpleister

Toepassing

De Kliniplast Detectable is met name geschikt voor toepassing in keukens bij voedselbereiding en in de voedselverwerkende industrie. De blauwe kleur en metalen strip in het wondkussen maakt deze pleister eenvoudig detecteerbaar.



Productinformatie

- Kleur blauw
- Huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- Afmeting van de pleisterstrips: 25x76mm
- Waterbestendig polyethyleen dragermateriaal

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017100	KLINION KLINIPLAST WONDPLEISTER DETECTABLE 25X76MM BLAUW WATERBESTENDIG 294121	50 st.	20 x 50 st.	15073041	WONDP2