

Medipore scheurbare nonwoven fixatiepleister

Toepassing

Medipore non-woven elastische fixatiepleister is zeer geschikt voor volledige fixatie van absorberende verbanden, kompressen en gazen op vlakke, gebogen en/of bewegende lichaamsdelen.



Productinformatie

- Licht elastisch
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Voorzien van een huidvriendelijke kleeftlaag
- Vervaardigd van wit non-woven dragermateriaal
- Scheurbaar

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029543	MEDIPORE FIXATIEPLEISTER NONWOVEN GEPERFOREERD 9 M X 10 CM REF 2864	12 st.	1 x 12 st.	15589846	MEDIPI1