



Klinion

Kliniplast Fix - nonwoven fixatiepleister

Toepassing

Kliniplast Fix nonwoven elastische fixatiepleister is geschikt voor volledige fixatie van absorberende kompressen en gazen op vlakke, gebogen en/of bewegende lichaamsdelen.

In verschillende maten verkrijgbaar.

Productinformatie

- Vervaardigd van witte nonwoven
- Rekbaar materiaal
- Eenvoudig op maat te knippen
- Voorzien van een huidvriendelijke kleeflaag op basis van polyacrylaat

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017126	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10MX5CM 294340	8 st.	24 x 8 st.	14292041	FIXAP1
3017127	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10MX10CM 294342	6 st.	16 x 6 st.	14292068	FIXAP1
3017128	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10MX15CM 294344	4 st.	15 x 4 st.	14292076	FIXAP1
3017129	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10MX20CM 294346	2 st.	26 x 2 st.	14309459	FIXAP1