

Kliniplast Inject injectiepleister - niet steriel

Toepassing

Kliniplast Inject injectiepleister is bedoeld voor het afdekken van de injectieplaats na een injectie of veneuze bloedafname. Eventueel vrijkomend bloed wordt opgenomen door het nonwoven wondkussen.

Productinformatie

- Verpakt in dispenserdoos
- Op rol per stuk af te scheuren met behulp van perforatierandjes
- Non-woven wondpleister met huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- Kliniplast Inject: 20x45mm, 250 st



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052162	KLINION INJECTIEPLEISTER 20X45MM OP ROL A 250ST 40294375	1 st.	30 x 1 st.	16779460	