

Klinion

Kliniplast Kids - kinderpleister

Toepassing

Kliniplast Kids kinderpleisters zijn geschikt voor de snelle behandeling van kleine alledaagse wondjes. Door de huidvriendelijke kleeflaag is de pleister speciaal geschikt voor de gevoelige huid van kinderen. De leuke afbeelding van Garfield leidt de aandacht af van de pijn. Het wondkussen hecht niet aan de wond en de pleister laat zich daardoor pijnloos verwijderen.

Productinformatie

- Waterbestendig
- Kleeft niet aan de wond
- Dragermateriaal vervaardigd van pvc
- Kleeflaag op basis van huidvriendelijk acrylaat
- Met vrolijke Garfield-print
- Ook in handige 100 stuks verpakking!



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017098	KLINION KLINIPLAST KIDS GARFIELD WONDPLEISTER STRIPS GARFIELD CONSUMENTENVERPAKKING 19X76MM 20 ST 294119	20 st.	20 x 20 st.	15073025	WONDP1
3017099	KLINION KLINIPLAST KIDS GARFIELD WONDPLEISTER STRIPS GARFIELD CONSUMENTENVERPAKKING 19X76MM 100 ST 294120	100 st.	12 x 100 st.	15073033	WONDP1