



Klinion

Kliniplast NW - hechtpleister nonwoven

Toepassing

Voor de fixatie van wondbedekkers. Een zeer huidvriendelijke pleister die ook geschikt is voor de gevoelige huid. De pleister is goed scheurbaar en plakt het beste als deze na het aanbrengen even wordt verwarmd met de hand.

Productinformatie

- Kleeflaag op acrylaat basis
- Vervaardigd van wit nonwoven
- Zeer huidvriendelijk en geschikt voor de gevoelige huid
- Leverbaar op spoel met beschermring, in 9,1 m versie zonder ring en op dispenser



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017105	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN DISPENSER 9.10 M X 2.50 CM REF 294152	20 st.	10 x 20 st.	14960451	HECHP9
3017106	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER ZONDER RING 9.1MX1.25CM 294155	24 st.	10 x 24 st.	14960427	HECHP9
3017107	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER ZONDER RING 9.1MX2.5CM 294156	12 st.	10 x 12 st.	14960435	HECHP9
3017112	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN MET RING 5 M X 1.25 CM REF 294175	18 st.	20 x 18 st.	14666871	HECHP5
3017113	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER MET RING 5MX2,5CM 294176	12 st.	20 x 12 st.	14666898	HECHP5
3017114	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN MET RING 5 M X 5 CM REF 294179	12 st.	8 x 12 st.	15253635	HECHP5
3046844	KLINION KLINIPLAST NW DISP LUXE 5X2,5CM 294154	6 st.	8 x 6 st.	16571576	