

Absorin comfort



Absorin Comfort Sanette

Toepassing

Absorin Sanette inlegverbanden zijn geschikt voor matig tot zwaar urineverlies en/of bij licht ontlastingverlies. Het inlegverband is te dragen met eigen (goed aansluitend) elastisch ondergoed of met een Absorin fixatiebroekje. Absorin Sanette is een inlegverband voor extra lange draagduur (dag en nacht) en geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

Productinformatie

Het goed aanleggen in combinatie met de juiste uitvoering van Absorin Sanette bevorderen de absorptie en voorkomen lekkage. Raadpleeg voor gebruik de aanleginstructies of bekijk de aanleginstructie film.

De innovatieve productsamenstelling zorgt ervoor dat Absorin Sanette:

- Aanvoelt als katoen
- PEFC/10-31-3103
- Geschikt is voor zowel mannen als vrouwen
- Onder alle omstandigheden perfect aansluit op het lichaam
- Het zacht aflopend absorptiekussen voorkomt drukplekken en zorgt voor extra draagcomfort
- Grote hoeveelheden urine kan opnemen dankzij de speciale vochtwerende anti-lek randjes. Ook bij dunne ontlasting voorkomen deze lekkage.

Absorin Sanette is voorzien van urine-indicator op de buitenzijde, die aangeeft wanneer het product verzadigd is. De Sanette inlegverbanden zijn er in vier varianten met oplopende absorptiecapaciteit, voor dag en nacht. Hierdoor zijn ze ook geschikt voor de wat grotere tot obese gebruikers.

Absorin Sanette heeft een katoenwitte kleur. De kleurcodering en maataanduiding staan duidelijk maar discreet vermeld op het product en komen overeen met de kleur van de verpakking.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3035714	ABSORIN COMFORT SANETTE DAY LIGHT BLUE 10517308	20 st.	4 x 20 st.	16222636	
3035738	ABSORIN COMFORT SANETTE DAY BLUE 34X67CM 1580ML 10517310	20 st.	4 x 20 st.	16222644	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3035739	ABSORIN COMFORT SANETTE DAY EXTRA INLEGGER 34X67CM 2150ML GROEN 10517320	20 st.	4 x 20 st.	16222652	
3036311	ABSORIN COMFORT SANETTE NIGHT INLEGGER 34X67CM 2600ML PAARS 10517330	20 st.	4 x 20 st.	16222660	
3036313	ABSORIN COMFORT SANETTE HEAVY INLEGGER 34X67CM 3300ML GEEL 10517340	20 st.	4 x 20 st.	16222679	
3036314	ABSORIN COMFORT SANETTE ULTRA INLEGGER 34X67CM 3500ML GRIJS 10517350	20 st.	4 x 20 st.	16222687	