

Absorin comfort



Absorin T-Fit

Toepassing

Absorin T-Fit is een absorberend incontinentiemateriaal, voor mannen en vrouwen. T-Fit is voorzien van zachte soepele heupbanden, die met multi-grip fixatiestrips sluiten op de buik. De heupen blijven vrij. De heupband is aan te passen aan de omvang van de gebruiker. Absorin T-Fit wordt gebruikt bij matig tot zeer zwaar urineverlies en ontlastingsverlies.

Productinformatie

Het goed aanleggen in combinatie met de juiste uitvoering van Absorin T-Fit bevordert de absorptie en voorkomt lekkage. Raadpleeg voor gebruik de aanleginstructies of bekijk de aanleginstructie film.

De producten zijn op unieke wijze samengesteld, dit zorgt ervoor dat Absorin T-Fit:

- Aanvoelt als katoen
- PEFC/18-31-902
- Door de anatomische vorm en volledige elastische omsluiting perfect aansluit op het lichaam.
- Het zacht aflopend absorptiekussen voorkomt drukplekken en zorgt voor extra comfort
- Grote hoeveelheden urine kan opnemen dankzij de speciale vochtwerende anti-lek randjes. Ook bij dunne ontlasting voorkomen deze lekkage.

Voorzien van urine-indicator op de buitenzijde aangeeft wanneer het product verzadigd is. Absorin Comfort T-Fit is zeer geschikt voor gebruikers die met een staande tillift worden verpleegd. De T-Fit is er in zes verschillende varianten en drie oplopende absorptiecapaciteiten, voor dag en nacht.

Absorin T-Fit heeft een katoenwitte kleur. De kleurcodering en maataanduiding staan duidelijk maar discreet vermeld op het product en komen overeen met de kleur van de verpakking.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3036689	ABSORIN COMFORT T-FIT DAY MEDIUM OMVANG TOT 115CM 1900ML GROEN 10519125	15 st.	4 x 15 st.	16226127	
3036704	ABSORIN COMFORT T-FIT DAY LARGE OMVANG TOT 135 CM 2200ML GROEN 10519135	15 st.	4 x 15 st.	16226135	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3014442	ABSORIN COMFORT T-FIT DAY EXTRA LARGE OMVANG TOT 165CM 2550ML GROEN 10519825	15 st.	4 x 15 st.	16226143	
3014443	ABSORIN COMFORT T-FIT NIGHT SMALL OMVANG TOT 90CM 2200ML PAARS 10519025	15 st.	4 x 15 st.	16226151	
3036697	ABSORIN COMFORT T-FIT NIGHT MEDIUM OMVANG TOT 115CM 2500ML PAARS 10519325	15 st.	4 x 15 st.	16226178	
3036706	ABSORIN COMFORT T-FIT NIGHT LARGE OMVANG TOT 135CM 2600ML PAARS 10519335	15 st.	4 x 15 st.	16226186	
3014446	ABSORIN COMFORT T-FIT NIGHT EXTRA LARGE OMVANG TOT 165CM 3200ML PAARS 10519835	15 st.	4 x 15 st.	16226194	
3014447	ABSORIN COMFORT T-FIT HEAVY SMALL OMVANG TOT 90CM 2600ML GEEL 10519035	15 st.	4 x 15 st.	16226208	
3036698	ABSORIN COMFORT T-FIT HEAVY MEDIUM OMVANG TOT 115CM 3600ML GEEL 10519725	15 st.	4 x 15 st.	16226216	
3036707	ABSORIN COMFORT T-FIT HEAVY LARGE OMVANG TOT 135CM 3900ML GEEL 10519735	15 st.	4 x 15 st.	16226224	
3014449	ABSORIN COMFORT T-FIT HEAVY EXTRA LARGE OMVANG TOT 165CM 4000ML GEEL 10519845	15 st.	4 x 15 st.	16226232	
3036730	ABSORIN COMFORT T-FIT ULTRA MEDIUM OMVANG TOT 115CM 3900ML GRIJS 10519925	15 st.	4 x 15 st.	16754840	
3036731	ABSORIN COMFORT T-FIT ULTRA LARGE OMVANG TOT 135CM 4100ML GRIJS 10519935	15 st.	4 x 15 st.	16754875	