

Kliniplast Ready Soft - pleisterstrip

Toepassing

Geschikt voor de behandeling van kleine alledaagse wondjes. Het wondkussen hecht niet aan de wond waardoor de pleister zich pijnloos laat verwijderen.

Productinformatie

- Huidkleur
- Huidvriendelijke acrylaat kleeftlaag
- Dragermateriaal van zacht nonwoven
- Leverbaar in consumentenverpakking per 20 stuks (individueel verpakt)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017097	KLINION KLINIPLAST READY WONDPLEISTER STRIPS CONSUMENTENVERPAKKING 25X72MM NONWOVEN 294117	20 st.	100 x 20 st.	15033643	WONDP2