

Kliniderm Super Absorbent Dressing - Steriel

Toepassing

Kliniderm Superabsorberend verband wordt ingezet bij hevig exsuderende wonden. Daar waar traditionele absorberende verbanden niet volstaan en geavanceerde wondverbanden soms te duur zijn, bijvoorbeeld omdat de wond dagelijks geïnspecteerd moet worden, is dit verband een uitstekende oplossing.

Ook onsteriel en in kleinverpakking leverbaar.

Productinformatie

- De witte kant van het verband is de wondcontactlaag
- Verband absorbeert ongeveer 30x het eigen gewicht in wondvocht
- Kliniderm Superabsorberend verband kan prima onder compressie worden toegepast
- De absorberende kern zit los in het kompres zodat deze vrij kan opzwellen en veel wondvocht kan opnemen
- Zachte non-woven wondcontactlaag: laat wondvocht direct door naar de onderliggende absorberende kern
- De buitenzijde van het verband bestaat uit een blauwe, hydrofobe laag: minimaliseert het risico op lekkage
- De gevormde gel in de absorberende kern zorgt voor een vochtig wondmilieu waardoor het verband niet verkleeft aan de wond
- Absorberende kern bestaat uit superabsorberende polymeren (SAP). Deze nemen zeer veel wondvocht en bloed op en houden het vast zodat de wond en ook de omliggende wondranden niet te nat worden en er maceratie kan ontstaan



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016447	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 7.5X7.5CM 40511700 STERIEL	50 st.	8 x 50 st.	15937895	KLINV7
3016448	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 10X10CM 40511701 STERIEL	50 st.	8 x 50 st.	15937909	KLINV1
3016452	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 10X10CM 40511706 STERIEL	10 st.	5 x 10 st.	16066421	
3016453	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 10X15CM 40511707 STERIEL	10 st.	4 x 10 st.	16066448	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016449	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 10X20CM 40511702 STERIEL	50 st.	8 x 50 st.	15937917	KLINV1
3016454	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 15X20CM 40511708 STERIEL	10 st.	4 x 10 st.	16066456	
3016450	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 20X20CM 40511703 STERIEL	15 st.	8 x 15 st.	15937925	KLINV2
3016451	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 20X30CM 40511704 STERIEL	10 st.	8 x 10 st.	15937933	KLINV2
3038381	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 20X40CM 40511705 STERIEL	10 st.	8 x 10 st.	16327373	
3051260	KLINION ADVANCED KLINIDERM SUPERABSORBENT DRESSING 10X20CM 10 STUKS 40511713 STERIEL	10 st.	24 x 10 st.	16771435	