



## Klinion

### Kliniplast Textile - hechtpleister textiel

#### Toepassing

Geschikt voor de fixatie van wondbedekkers en zwachtels. Kliniplast Textile kan ook toegepast worden voor de fixatie van sondes en drains.

#### Productinformatie

- Vervaardigd van stevig textiel
- Huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- Leverbaar op spoel met beschermring en in 9,1 m versie zonder ring
- Voorheen wit van kleur

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017108	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER MET RING 5MX1.25CM 294160	18 st.	20 x 18 st.	14073021	HECHP5
3017109	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 5MX2.5CM 294161	12 st.	20 x 12 st.	14073056	HECHP5
3017110	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER TEXTIEL ZONDER RING 9.1MX2.5CM 294166	12 st.	10 x 12 st.	14960508	HECHP9
3017111	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER TEXTIEL ZONDER RING 9.10 M X 5 CM REF 294167	6 st.	10 x 6 st.	14998807	HECHP9