

Klinion


Kliniplast Transparent - transparante huidpleister

Toepassing

Geschikt voor de fixatie van verbanden bij bewegende lichaamsdelen, drukverbanden en voor de fixatie van katheters en slangen. Bovendien kan de pleister worden toegepast als waterafstotende verbandafdekking.

Productinformatie

- Huidvriendelijk
- Kleeflaag op acrylaatbasis
- Vervaardigd van transparant, kunststof materiaal
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid (MVTR) voorkomt huidirritatie en verweking
- Scheurbaar in zowel lengte- als breedterichting
- Leverbaar op spoel met beschermring



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017118	KLINION KLINIPLAST TRANSPARANT HECHTPLEISTER MET RING 5MX1.25CM 294190	18 st.	20 x 18 st.	14954729	HECHP5
3017119	KLINION KLINIPLAST TRANSPARANT HECHTPLEISTER MET RING 5MX2.5CM 294191	12 st.	20 x 12 st.	14954745	HECHP5