

Klinion

Klinisoft Standard verbandwatten

Toepassing

Verbandwatten worden gebruikt bij reiniging en desinfectie van de huid. In verschillende verpakkingseenheden verkrijgbaar.

Productinformatie

- Absorberend materiaal
- Vervaardigd van 100% katoen
- Zigzag gevouwen in een zak



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052597	KLINISOFT STANDAARD VERBANDWATTEN 50GR IN ZAK REF 40124121	1 st.	150 x 1 st.		
3052598	KLINISOFT STANDAARD VERBANDWATTEN 500GR IN ZAK REF 40124126	1 st.	25 x 1 st.		