

Klinisoft SY - polsterwatten

Toepassing

Klinisoft SY synthetische polsterwatten worden gebruikt als polstermateriaal onder gips en onder steun- of compressiegevend zwachtels.

Productinformatie

- Lucht- en vochtdoorlatend
- Elastisch en niet-absorberend
- Vervaardigd van 100% polyester vezels
- Per stuk in een kunststof wikkel verpakt



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052514	KLINISOFT SYNTHETISCHE WATTEN 3MX6CM REF 40141090	20 st.	24 x 20 st.		
3052513	KLINISOFT SYNTHETISCHE WATTEN 3MX10CM REF 40141091	10 st.	32 x 10 st.	13651528	
3052515	KLINISOFT SYNTHETISCHE WATTEN 3MX15CM REF 40141092	10 st.	24 x 10 st.	13651536	