

Klinispon Nose Plug - absorberend neusverband

Toepassing



Klinispon Nose Plug is een zeer effectief neusverband (tampon) te gebruiken bij acute neusbloedingen. Het neusverband zet snel uit en verandert in een zachte spons, terwijl het bloed absorbeert. De Nose Plug is bovendien geïmpregneerd met m^o.doc[®] dat de bloeding actief stopt.

Productinformatie

- Eenvoudig op maat te knippen
- Geschikt voor volwassenen en kinderen
- Samenstelling: uitzetbare PVA spons, geïmpregneerd met m^o.doc[®] (bewerkte geoxideerde cellulose)

Bij aanbrengen in de neus blijft een gedeelte buiten de neus om het verband eenvoudig te kunnen verwijderen. Al na een paar minuten zal de bloeding stoppen.

Klinispon Nose Plug is zeer geschikt voor eerste hulp bij neusbloedingen in thuissituaties, onderweg of op het sportveld.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------