


## Hydrofiel gaaskompres voor anesthesie

### Toepassing

De anesthesiekompresen zijn speciaal ontwikkeld voor de anesthesist voor gebruik op de operatiekamer. De gaaskompresen hebben ter onderscheid op de operatiekamer een groene kleur en kunnen daardoor nooit worden verward met eventueel bij de ingreep gebruikte gaaskompresen.



### Productinformatie

- Kleur: groen
- Hydrofiel gaaskompres 12-laags

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                                         | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3016721   | KLINION HG COMPRES GAASKOMPRES<br>ANAESTHESIE 10 X 10 CM GROEN 12<br>LAGEN PER 2000 STUKS REF 111182 | 50 st.     | 40 x 50 st. |           |         |