

Sempercure Edition IC Latex onderzoekshandschoen

Toepassing

Dankzij de expertise van Semperit op het gebied van latex heeft deze handschoen naast de bekende goede elasticiteit een ideaal tastgevoel voor ingrepen die dit vereisen. Hierdoor zijn instrumenten zeer goed te hanteren.

Latex

Latex handschoenen geven een verhoogde kans op latexallergie.

Productinformatie

- Onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik bij medische en verpleegkundige handelingen
- Door het microgeruwde oppervlak komt de uitstekende grip van latex optimaal tot zijn recht en kunnen instrumenten nauwkeurig worden gehanteerd
- Gemakkelijk aan te trekken dankzij de speciale binnencoating
- Groot draagcomfort
- Kleur: wit
- Lengte: 240mm
- Poedervrij
- AQL: 1,5
- Treksterkte 78N
- Getextureerde vingertoppen zorgen voor een goede grip, ook in een vochtige omgeving
- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) - categorie III
- Medisch hulpmiddel productklasse I
- Voldoet aan EN 455 1-4, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1
- Onsteriel
- Wanddikte: 0.24mm
- Gewicht: 6.0M
- Weerstand tegen chemische permeatie: Type B



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3032232	SEMPERIT SEMPERCARE EDITION IC ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX POEDERVRIJ 240MM XS CREME 823781741	100 st.	10 x 100 st.		
3032328	SEMPERIT SEMPERCARE EDITION IC ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX POEDERVRIJ 240MM M CREME 823781745	100 st.	10 x 100 st.		
3032329	SEMPERIT SEMPERCARE EDITION IC ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX POEDERVRIJ 240MM L CREME 823781747	100 st.	10 x 100 st.		
3032332	SEMPERIT SEMPERCARE EDITION IC ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX POEDERVRIJ 240MM XL CREME 823781749	90 st.	10 x 90 st.		