


Sempermed Syntegra IR - Operatiehandschoen

Toepassing

De Sempermed Syntegra IR is een steriele operatiehandschoen voor eenmalig gebruik, die vrij is van natuurlatex. Deze handschoen van polyisopreen materiaal heeft dezelfde fysische eigenschappen als natuurlijk latex; hoge elasticiteit en treksterkte bij geringe spanning. Dankzij de microgeruwde oppervlaktestructuur zorgt deze handschoen voor een ideaal tastgevoel. Vrij van natuurlatex, overtuigende techniek, optimale veiligheid Extra veiligheid

De Sempermed Syntegra IR is als bovenhandschoen prima te gebruiken in combinatie met de (eveneens latexvrije) Syntegra Green onderhandschoen.



Productinformatie

- Kleur: crème
- Materiaal: polyisopreen
- Synthetische binnencoating
- AQL: 0,65
- Treksterkte volgens EN 455-2: ? 9N
- Wanddikte in handpalm enkel gemeten: 0,19 - 0,24 mm
- Handschoenvorm: volledig anatomisch gevormd met rolrand
- Per paar verpakt
- Poedervrij
- PPE Classificatie: Categorie III
- MD Classificatie: Klasse IIa
- Geschikt voor gebruik met cytostatica (bekijk de lijst bij Aanvullende informatie onderaan de pagina voor welke soorten cytostatica)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054099	SEMPERIT SEMPERMED SYNTEGRA IR OK HANDSCHOEN SYNTHETISCH POLYISOPREEN 6 CRÈME PAAR 827056601 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.		
3054100	SEMPERIT SEMPERMED SYNTEGRA IR OK HANDSCHOEN SYNTHETISCH POLYISOPREEN 6,5 CRÈME PAAR 827056621 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.		
3054101	SEMPERIT SEMPERMED SYNTEGRA IR OK HANDSCHOEN SYNTHETISCH POLYISOPREEN 7 CRÈME PAAR 827056701 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.		
3054102	SEMPERIT SEMPERMED SYNTEGRA IR OK HANDSCHOEN SYNTHETISCH POLYISOPREEN 7,5 CRÈME PAAR 827056721 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.		
3054103	SEMPERIT SEMPERMED SYNTEGRA IR OK HANDSCHOEN SYNTHETISCH POLYISOPREEN 8 CRÈME PAAR 827056801 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.		
3054104	SEMPERIT SEMPERMED SYNTEGRA IR OK HANDSCHOEN SYNTHETISCH POLYISOPREEN 8,5 CRÈME PAAR 827056821 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.		