

Klinion Protection

Klinion Protection Isolatiejassen

Toepassing

De Klinion Protection zachte en soepele nonwoven isolatiejassen zijn ideaal voor toepassing bij de verzorging van de patiënt of bij algemene opruimtaken.

Productinformatie

Art.nr. 3025547 en 3025550 zijn geschikt om in te zetten bij MRSA/Noro/Covid. De overige artikelen zijn dat niet.

- Verstelbaar op de rug met linten
- Elastiek in de mouwen (art 3037026) of met tricot manchet (overige schorten)
- Zonder PE coating biedt korte bescherming en is niet waterdicht
- Met PE coating biedt langere en betere bescherming en is wel waterdicht



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025547	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT PE-COATING LANGE MOUWEN EN TRICOT MANCHET M 115CM 1ST GEEL REF 522240	1 st.	50 x 1 st.	14983664	ISOLXM
3025550	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT PE-COATING LANGE MOUWEN EN TRICOT MANCHET L 135CM 1ST GEEL 522250	1 st.	50 x 1 st.	14983656	ISOLXL
3025544	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT NON-WOVEN LANGE MOUWEN EN ELASTIEK MANCHET 118CM 50ST GEEL REF 522230	10 st.	5 x 10 st.	14788195	ISOLX
3025542	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT NON-WOVEN LANGE MOUWEN EN ELASTIEK MANCHET 125CM 50ST BLAUW REF 522210	50 st.	1 x 50 st.	14743833	ISOLX
3037026	KLINION PROTECTION ISOLATION GOWN LONG SLEEVES WITH ELASTIC BAND L YELLOW 1921-00	10 st.	5 x 10 st.	16968867	