

Klinion Protection Wasschorten PE

Toepassing

De uitlevering van deze artikelen kan vertraging oplopen vanwege verhoogde vraag.

Een wasschort beschermt de kleding tegen spatten en andere verontreinigingen.



Productinformatie

- Wit schort gemaakt van polyethyleen (PE)
- Geruwd
- Ronde halsopening, sluiting op de rug met 2 banden
- Breedte PE-schorten is 80 cm
- Verpakt in handige dispenserdoos

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025536	KLINION PERSONAL PROTECTION SCHORT PE 110 X 80 CM WIT 522110	100 st.	10 x 100 st.	14743787	SCHOX1
3025537	KLINION PERSONAL PROTECTION SCHORT PE 125 X 80 CM WIT 522130	100 st.	10 x 100 st.	14743795	SCHOX1
2000145	KLINION PROTECTION SCHORT PE 125 X 80 CM 25 ST WIT REF 522132	25 st.	28 x 25 st.		
3025538	KLINION PERSONAL PROTECTION SCHORT PE 140 X 80 CM WIT 522140	80 st.	10 x 80 st.		
3025539	KLINION PERSONAL PROTECTION SCHORT PE 165 X 80 CM WIT 522160	70 st.	10 x 70 st.	14743809	SCHOX1