

Kliniderm Film Roll - wondfolie op rol

Toepassing

On-steriele wondfolie op rol is met name geschikt als secundair verband om wondverbanden waterdicht af te dekken. Hierdoor kan er kortdurend gedoucht worden. De folie is semi-permeabel. Ondoordringbaar voor micro-organismen maar wel waterdamp-doorlatend.

Productinformatie

- Steriel transparant polyurethaan wondfolie
- Kan een 3 - 5 dagen op de wond blijven zitten
- Gebruiksvriendelijke applicatietechniek in 3 stappen
- De folie houdt het vochtig wondmilieu in stand en heeft daardoor een gunstig effect op het natuurlijke genezingsproces
- Voorzien van een huidvriendelijke polyacrylaat kleeflaag
- Semi-permeabel voor gelijkmatige uitwisseling van waterdamp en zuurstof
- Ondoorlaatbaar voor micro-organismen
- Met de wondfolie kan kortdurend gedoucht worden



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016569	KLINION ADVANCED KLINIDERM FILM ROLL WONDROLIE ONSTERIEL OP ROL 10 CM X 10 M REF 40514871	1 st.	20 x 1 st.	16066480	KLINF1
3016570	KLINION ADVANCED KLINIDERM FILM ROLL WONDROLIE 15CMX10M 40514872 ONSTERIEL	1 st.	20 x 1 st.	16066499	KLINF1
3016568	KLINION ADVANCED KLINIDERM FILM ROLL WONDROLIE ONSTERIEL OP ROL 5 CM X 10 M REF 40514870	1 st.	50 x 1 st.	16066472	KLINF1