

Kliniplast Standard - wondpleister professioneel

Toepassing

Geschikt voor de snelle behandeling van kleine alledaagse verwondingen. Leverbaar met zowel een textiel, nonwoven als een waterbestendig dragermateriaal.

Productinformatie

Kliniplast Standard soft

- Nonwoven dragermateriaal
- Kleeflaag op basis van huidvriendelijk polyacrylaat
- Huidkleur


Kliniplast Standard waterresistant

- Polyethyleen dragermateriaal
- Keeflaag op basis van een huidvriendelijk polyacrylaat
- Eenvoudig op maat te knippen
- Waterbestendig

Kliniplast Standard textile

- Dragermateriaal van elastisch textiel
- Latexvrije zinkoxide kleeflaag
- Eenvoudig op maat te knippen

Professionele verpakking op rollen van 5 meter, eenvoudig op maat te knippen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017130	KLINION KLINIPLAST STANDARD WATERRESISTENT WONDPLEISTER 5MX6CM 294350	1 st.	12 x 1 st.	14747650	WONDP5
3063606	KLINION KLINIPLAST CLASSIC WONDPLEISTER 5MX6CM TEXTIEL 40294106	1 st.	12 x 1 st.		