

## Unomedical Maagsonde

### Toepassing

Een maagsonde wordt gebruikt om de maag te legen, maar kan ook gebruikt worden voor het toedienen van voeding.

### Productinformatie

- Voor goede drainage is de sonde voorzien van twee grote laterale ogen
- Kleurcodering voor ieder Charrière-maat
- Verblijfsduur PVC, DEHP VRIJ materiaal; max. 4 weken
- DEHP vrij materiaal



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                                      | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 2000165   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH12 80 CM WIT REF<br>23001182 *S*                   | 10 st.     | 20 x 10 st. |           |         |
| 3026359   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH12 80 CM WIT REF<br>23001182 *S*                   | 100 st.    | 4 x 100 st. | 16279719  |         |
| 3026361   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH14 80 CM GROEN REF<br>23002182 *S*                 | 50 st.     | 6 x 50 st.  | 15196089  | MAAGX1  |
| 2000166   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH14 80 CM GROEN<br>KLEINVERPAKKING REF 23002182 *S* | 10 st.     | 15 x 10 st. |           |         |
| 2000167   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH16 80 CM ORANJE REF<br>23003182 *S*                | 10 st.     | 5 x 10 st.  | 14990318  | MAAGX1  |
| 3026362   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH16 80 CM ORANJE REF<br>23003182 *S*                | 50 st.     | 6 x 50 st.  |           |         |
| 2000168   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH18 80 CM ROOD REF<br>23004182 *S*                  | 10 st.     | 5 x 10 st.  | 14890887  | MAAGX1  |
| 3026363   | UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN,<br>GESLOTEN TIP CH18 80 CM ROOD REF<br>23004182 *S*                  | 50 st.     | 6 x 50 st.  |           |         |