

Unomedical Maagsonde

Toepassing

Een maagsonde wordt gebruikt om de maag te legen, maar kan ook gebruikt worden voor het toedienen van voeding.

Productinformatie

- Voor goede drainage is de sonde voorzien van twee grote laterale ogen
- Kleurcodering voor ieder Charrière-maat
- Verblijfsduur PVC, DEHP VRIJ materiaal; max. 4 weken
- DEHP vrij materiaal



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000165	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH12 80 CM WIT REF 23001182 *S*	10 st.	20 x 10 st.		
3026359	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH12 80 CM WIT REF 23001182 *S*	100 st.	4 x 100 st.	16279719	
3026361	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH14 80 CM GROEN REF 23002182 *S*	50 st.	6 x 50 st.	15196089	MAAGX1
2000166	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH14 80 CM GROEN KLEINVERPAKKING REF 23002182 *S*	10 st.	15 x 10 st.		
2000167	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH16 80 CM ORANJE REF 23003182 *S*	10 st.	5 x 10 st.	14990318	MAAGX1
3026362	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH16 80 CM ORANJE REF 23003182 *S*	50 st.	6 x 50 st.		
2000168	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH18 80 CM ROOD REF 23004182 *S*	10 st.	5 x 10 st.	14890887	MAAGX1
3026363	UNOMEDICAL MAAGSONDE 2 OGEN, GESLOTEN TIP CH18 80 CM ROOD REF 23004182 *S*	50 st.	6 x 50 st.		