

Cath-Fix

Toepassing

Cath-Fix voor het bevestigen van urinekatheters, katheters, slangen en kabels.

Productinformatie

- Voor eenmalig gebruik
- Afmeting maat M 5.2 x 6.5cm, maat L 8.1 x 10.3 cm
- Huidvriendelijk non woven polypropyleen materiaal met kleeftlaag
- Houdbaarheid 3 jaar



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------