

Kliniderm Foam Silicone Heel

Toepassing

Absorberend polyurethaan schuimverband met een zachte siliconen wondcontactlaag speciaal voor de hiel. Beschermst de omliggende huid en zorgt voor minder pijn bij verbandwisseling. De absorberende schuimlaag neemt wondvocht op en houdt het vast in het verband. Tevens verdampt wondvocht gedeeltelijk door het verband waardoor de totale opnamecapaciteit vergroot wordt.

Productinformatie

- Vorgevormd hielverband met en zonder kleebrand
 - Eenvoudig aan te brengen
 - Ondersteunt een vochtige wondbehandeling.
 - Geschikt voor de behandeling van verschillende typen wonden op de hiel zoals bijvoorbeeld diabetische voetulcera.
- Ook geschikt voor geïnfecteerde wonden mits de wondinfectie tegelijkertijd wordt behandeld volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
- Het Kliniderm foam siliconenverband is opgebouwd uit 3 lagen: een waterdichte PU-folie buitenlaag, een hyperabsorberende nonwoven tussenlaag en een absorberende schuim foamlaag bedekt met siliconengel
 - Het verband is atraumatisch te verwijderen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016542	KLINION ADVANCED KLINIDERM FOAM SILICONE SILICONENSCHUIMVERBAND HEEL VOORGEVORMD 10 X 17.50 CM REF 40514835 STERIEL	5 st.	20 x 5 st.	16116267	
3037336	KLINION ADVANCED KLINIDERM FOAM SILICONE HEEL BORDER 20X20,8CM 40514836 STERIEL	5 st.	20 x 5 st.	16116275	