

Klinion verbanddoos met Mesitran wondgel

Toepassing

Deze Klinion verbanddoos is een uitgebreide trommel met maar liefst 54 verbandproducten inclusief onder andere een antibacteriële wondgel op honingbasis, Paracetamol pijnstillers en een tekenpincet.

Productinformatie

Een complete verbanddoos, geschikt voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken in en om het huis of onderweg of op vakantie.

Inhoud

- 8 st HG Compres hydrofiel gaaskompres 8,5x5cm, 8 lagen, steriel
- 1 st Klinitulle zalfkompres 10x10cm
- 20 st Kliniplast Assorti wondpleister strips
- 5 st Kliniplast Kids kinderpleister strips, 19x76mm
- 2 st Klini-Aid Ready snelverband, 8x6cm, steriel
- 1 st Klinigrip Mitella nonwoven, 96x96x136cm
- 1 st Klinigrip Ideaal steunwindsel, 5mx8cm
- 1 st Klinifix elastisch fixatiewindsel wit, 4mx6cm
- 1 tube Mesitran Soft antibacteriële wondgel, 15gram
- 1 Hechtpleister textiel, 1mx1,25cm
- 1 Isoleerdeken/ reddingsdeken, 210x160cm
- 2 Paar wegwerphandschoenen vinyl
- 3 Alcoholdoekjes
- 1 Dutiplast desinfecterende lotion 0,5% chloorhexidine, 30ml
- 1 Paracetamol strips 1 20 stuks, 500mg
- 1 Splinterpincet
- 1 Tekenpincet,
- 1 Verbandschaar roestvrijstaal
- 1 EHBO boekje
- 1 Losse inhoudsopgave



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------