

## Klinion verbanddoos met Mesitran wondgel

### Toepassing

Deze Klinion verbanddoos is een uitgebreide trommel met maar liefst 54 verbandproducten inclusief onder andere een antibacteriële wondgel op honingbasis, Paracetamol pijnstillers en een tekenpincet.

### Productinformatie

Een complete verbanddoos, geschikt voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken in en om het huis of onderweg of op vakantie.

### Inhoud

- 8 st HG Compres hydrofiel gaaskompres 8,5x5cm, 8 lagen, steriel
- 1 st Klinitulle zalfkompres 10x10cm
- 20 st Kliniplast Assorti wondpleister strips
- 5 st Kliniplast Kids kinderpleister strips, 19x76mm
- 2 st Klini-Aid Ready snelverband, 8x6cm, steriel
- 1 st Klinigrip Mitella nonwoven, 96x96x136cm
- 1 st Klinigrip Ideaal steunwindsel, 5mx8cm
- 1 st Klinifix elastisch fixatiewindsel wit, 4mx6cm
- 1 tube Mesitran Soft antibacteriële wondgel, 15gram
- 1 Hechtpleister textiel, 1mx1,25cm
- 1 Isoleerdeken/ reddingsdeken, 210x160cm
- 2 Paar wegwerphandschoenen vinyl
- 3 Alcoholdoekjes
- 1 Dutiplast desinfecterende lotion 0,5% chloorhexidine, 30ml
- 1 Paracetamol strips 1 20 stuks, 500mg
- 1 Splinterpincet
- 1 Tekenpincet,
- 1 Verbandschaar roestvrijstaal
- 1 EHBO boekje
- 1 Losse inhoudsopgave



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving | Binnendoos | Overdoos | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|---------|
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|---------|