

Heine Gamma G5 handmatige bloeddrukmeter

Toepassing

De Heine Gamma G5 bloeddrukmeter is een handmatige bloeddrukmeter van kunststof.



Productinformatie

- Standaard geleverd met manchet voor een volwassene (29-41 cm)
 - Bloeddrukmeter is volledig van kunststof
 - De ballonlepel is in te stellen voor zowel rechts- als linkshandigen
 - Ontlucht door middel van een precisie-draaiventiel aan de zijkant van de meter
 - Duidelijke schaalverdeling
 - Voorzien van een schokabsorberende ring voor de bescherming van meter en glas.
 - De ballon en manchet zijn latexvrij
 - Inclusief kleefmanchet en etui
 - Technisch gelijk aan de G7. De G5 heeft een kunststof behuizing en lepel, de G7 heeft een aluminium behuizing en lepel
- Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een dijbeenmanchet (art.nr. 3026227), kunt u ook gemakkelijk de bloeddruk bij obesitas patiënten opmeten.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027239	HEINE BLOEDDRUKMETER G5 COMPLEET M-000.09.230	1 st.	1 x 1 st.		