

4Care

Verpleegdeken

Toepassing



De ideale balans tussen bescherming en behoud van bewegingsvrijheid. Deze verpleegdeken voorkomt zelf uit bed vallen en stuk trekken van incontinentiemateriaal. De gebruiker ligt prettig onder het dekbed van zacht badstof.

Productinformatie

- Ritsen op de schouder vergemakkelijken het uit bed halen
- Geschikt voor matrasmaat 200x90cm
- Bij het inzetten van een verpleegdeken is een protocol nodig

Stof: 80% katoen, 20% polyester, 260 gram

Wasvoorschriften: 60 graden, niet bleken, normaal drogen, strijken op max. 150 graden



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3036095	4CARE VERPLEEGDEKEN BADSTOF VOOR MATRASMAAT 200CM*90CM ZACHT BLAUW 9500.200	1 st.	4 x 1 st.		
3038705	4CARE WANTEN BADSTOF WANTEN VOOR BESCHERMING MAAT LICHTBLAUW 6000.200	1 st.	25 x 1 st.		