

Medix

Vernevelapparaat voor medicamenten

Toepassing

Voor het vernevelen van vloeibare medicijnen voor het behandelen van de luchtwegen, zoals voorgeschreven door de arts.

Productinformatie

- Gemakkelijk in gebruik
- Diverse modellen beschikbaar (Econoneb, Medix AC2000) - zie onder

De Econoneb vernevelaar is geschikt voor intensief gebruik in het ziekenhuis en zorginstelling . Blijft koel tijdens constant gebruik. Het is een krachtige en betrouwbare compressor. Klein en licht van gewicht, gemakkelijk schoon te maken

De Medix AC2000 Compressor biedt een high-flow-oplossing die geschikt is voor vernevelen van veel voorgeschreven medicijnen. De duurzame, compacte behuizing heeft een opslagruimte voor medicatie, maskers en accessoires. De vernevelaar is gemakkelijk te hanteren



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3031138	MEDIX AC2000 VERNEVELCOMPRESSOR HI-FLO 3605022	1 st.	1 x 1 st.		
3031139	MEDIX ECONONEB COMPRESSOR ECONONEB REF 3605042	1 st.	1 x 1 st.		
3031142	MEDIX INLAATFILTER 3605524	2 st.	100 x 2 st.		
3031141	MEDIX UITLAATFILTER 3606326	2 st.	100 x 2 st.		